



**WARNING:** Keep out of reach of children. This package contains small parts that could cause suffocation if accidentally swallowed.  
تحذير: احتفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحتوي هذه العبوة على قطع صغيرة يمكن أن تسبب الاختناق في حال ابتلاعها عرضياً.

90011420


Rev. 05/23



6593

**Intended Use:** The MICROLET® lancet is a single-use sterile device intended for drawing a capillary blood sample from an adult or child for glucose monitoring. The lancet is not intended for neonatal use.  
• الاستخدام المخصص: إن إبرة الوخز MICROLET® هي جهاز معقم أحادي الاستخدام، مخصص لسحب عينة من الدم الشعيري من شخص بالغ أو طفل لمراقبة الجلوكوز. إبرة الوخز غير مخصصة لاستخدام حديثي الولادة.

**Instructions:** / التعليمات  
Refer to the instructions provided with your lancing device to perform fingertip testing and for additional safety and performance information.  
• راجع التعليمات الواردة مع جهاز الوخز الخاص بك لإجراء اختبار طرف الأصبع وللحصول على معلومات إضافية عن السلامة والأداء.



**Microlet®**  
Coloured Lancets • إبر وخز ملونة

REF 85255800

STERILE

Lancet remains sterile until protective cap is removed. Do not use if damaged or opened unintentionally. Dispose always as medical waste.  
تظل إبرة الوخز معقمة إلى أن يتم إزالة الغطاء الواقعي. تجنب الاستخدام في حالة التلف أو الفتح بدون قصد. تخلص منها دائماً باعتبارها نفايات طبية.

**Microlet®**  
Coloured Lancets • إبر وخز ملونة

Simple, Smooth Testing  
اختبار بسيط وسهل

200 (8x25)  
Silicone-Coated Lancets  
إبر وخز مطلية بالسيليكون

Use with the MICROLET® family of lancing devices.  
استخدمها مع عائلة MICROLET® من أجهزة الوخز.

Imported and Distributed by:  
Pharmaco Distribution (Pty) Ltd.  
3 Sandown Valley Crescent  
South Tower, 1st Floor  
Sandton 2196  
South Africa  
+27 11 784 0077

Imported and Distributed by:  
Warba Medical Supplies Co.  
Al Kharafi Tower (Building # 6), 1st Floor  
Hamad Al Saqr street, Oudha block 14  
Kuwait  
Telephone +965 2232 3856 / 57  
Fax +965 2232 3864

استيراد وتوزيع:  
شركة وربة لتجهيزات الطبية ذ. م. ب.  
برج الخرافي - مبنى رقم 6  
الطور الأول - شارع حمد الصقر  
كلمة 14 - البوابة  
الكويت  
Internet: www.warbamed.com  
الهاتف: +965 22323856 / 57

**www.diabetes.ascensia.com**  
صنع في بولندا.  
If a serious incident has occurred during the use of this device or as a result of its use, please report it to the manufacturer and/or its authorized representative and to your national authority.  
• إذا وقع حدث خطير أثناء استخدام هذا الجهاز أو نتيجة لاستخدامه، يرجى إبلاغ الشركة المصنعة وأو ممثلها المعتمد والسلطة الوطنية لتبليغ.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG  
Peter Merz-Strasse 90  
4002 Basel, Switzerland

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.  
Via Varesina, 162  
20156 Milano, Italy

MD, i, umbrella, CE 2797

© 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. • جميع الحقوق محفوظة.

Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo, and Microlet are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.  
• Ascensia (أسينسيا) وشعار Ascensia Diabetes Care (أسينسيا أريغيا السكري) و Microlet (ميكروليت) علامات تجارية وأو علامات تجارية مسجلة للشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

